

TERMO SALUD



SKINCARE

Žinių ir mokslinių tyrimų, susijusių su grožio rinka, dėka, buvo sukurtas naujas novatoriškas Termosalud įrenginys SKINCARE. Tai nauja įranga, kuri veiksmingai sujungė ultragarsinį pilingą ir liftingą, diatermiją ir kosmetinę kolageno kaukę.

„SKINCARE“ procedūros metu naudojama kolageno kaukė, tinka populiariausios veido procedūroms: kolageno kaukė (ramina ir

regeneruoja), Gingko biloba ir žaliosios arbatos kaukė (atnaujina), vitamino C kaukė (antioksidantas), hialurono rūgšties kaukė (priešraukšlinis efektas).

Kolageno kaukė yra labai aktyvus biomatriksas, pagamintas iš išgryninto kolageno. Idealiai tinka visiems odos tipams, ypač tinka sausai, jautriai ir atrofotai odai. Kolageno kaukės pasižymi puikiomis drėkinančiomis savybėmis, bei tinka suerzintai odai raminti.



SKINCARE tikslai

Pagrindiniai tikslai yra giluminis veido valymas, ląstelių atgaivinimas ir kova su odos senėjimu. Šie tikslai pasiekiami naudojant technologiją, kuri sujungia ultragarsinio pilingo bei kolageninių kaukių panaudojimą.

SKINCARE technologija

Ultragarsinis pilingas

Ultragarsas yra vienas iš geriausių grožio sąjungininkų. Tai numeris vienas atliekant veido valymą, nes atliekant pilingą ekstraktai stimuliuoja kolageno gamybą ir padeda giliau įsiskverbti kosmetinėms veido priemonėms.

Ultragarso pilingas yra higieniška ir giluminė odos regeneravimo sistema, kuri veikia naudojant vibracijas, netaikant jokių garų. Jums nereikia taikyti garų, nes ultragarso bangos generuoja šilumą ir vibraciją. Ši vibracija atveria poras.

Ultragarso mentelė skirta keturioms procedūroms: valymas, šveitimas tonizavimas ir stangrinimas.



Diatermia

Tai terapija, kurios metu naudojamos radiodažnio bangos, kurios taikomos veido procedūroms. Procedūrų metu ląsteles atgaivinamos ir subalansuojama audinių funkcija apdorotoje zonoje. Taip pat stimuliuojami medžiagų apykaitos procesai ir gaminamas kolagenas bei elastinas.

SKINCARE techninė charakteristika

Įtampa 230V kintamoji srovė
50/60 Hz 115 V a.c 50/60 Hz

Ultragarsinio pilingo charakteristika

Dažnis: 28 kHz + / - 10%
Režimas: Nuolatinis / Impulsai nuo 5 iki 10 Hz

Diatermijos charakteristika

Dažnis: L200 iki 400 kHz
Maksimali galia: 1500 Vpp
Procedūros trukmė: nuo 5 iki 30 min
Išėiga: 35 VA
Įrengos matmenys: 37 x 26 x 110 cm
Įrengos svoris: 10 kg



**grožio
verslui**

Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas
tel. 8 610-27691, info@grozioverslui.lt www.grozioverslui.lt